



## DEUE NS1

### Test rapide d'antigène (or colloïdal)

La NS1 (protéine non structurale 1) est une glycoprotéine hautement conservée qui est essentielle à la viabilité du virus de la dengue.

L'antigène NS1 est présent en concentration élevée dans le sang des patients atteints de la dengue pendant la phase clinique précoce de la maladie, sans être affecté par les antécédents d'infection.

#### Test d'antigène NS1

- *Excellente spécificité*
- *Sensibilité élevée*
- *Test rapide*
- *Opérations simples*
- *Longue durée de conservation*



**Économique**




**Rapide**




**Précis**



**Fiable**





## SPÉCIFICATION

Quantité	20T/kit
Type d'échantillon	Sang total, sérum ou plasma
Durée de test	15 min
Température de fonctionnement	10-30°C
Température de stockage	2-30°C
Durée de conservation (sans ouverture)	24 mois

## PROCÉDURES ET INTERPRÉTATION

