

# Essai d'immuno-absorption lié à l'enzyme




## Série de produits

Catégorie	Article	Certification	Applications cliniques
Métabolisme osseux	25-OH-VD	CE	Évaluation de la carence ou de l'insuffisance en vitamine D.
Anémie	VB12	CE	Diagnostic de l'anémie par carence en vitamine B12.
Maladie du foie	HBV-LP	NMPA	Reflet du statut de répllication du virus de l'hépatite B.
	GP73	NMPA, CE	Dépistage et évaluation de la gravité de l'hépatite, de la fibrose hépatique et de la cirrhose ; Suivi des effets thérapeutiques et évaluation du pronostic.
	AFP	NMPA, CE	Dépistage précoce, diagnostic, détection de l'efficacité, surveillance des récives et jugement du pronostic du cancer du foie.
	DCP	NMPA, CE	
Tumeur	CEA	NMPA, CE	Marqueurs tumoraux universels.
	CA125	NMPA, CE	Marqueurs tumoraux pour le diagnostic du cancer de l'ovaire.
	HE4	NMPA, CE	
	CA15-3	NMPA	Marqueurs tumoraux pour le diagnostic du cancer du sein.
	CYFRA21-1	NMPA	Diagnostiquer le cancer du poumon non à petites cellules, surveiller l'effet thérapeutique et juger du pronostic.
	tPSA	NMPA	Marqueurs tumoraux pour le diagnostic du cancer de la prostate.
Arthrite rhumatoïde	Anti-CCP	NMPA, CE	Diagnostic différentiel et diagnostic précoce de la PR ; Évaluation du pronostic de la PR et jugement de l'efficacité thérapeutique.
Cardiovasculaire	Lp-PLA2	NMPA, CE	Marqueurs cardiaques spécifiques de l'inflammation endothéliale vasculaire ; reflètent la stabilité des plaques d'athérome ; Évaluation du risque et suivi de l'efficacité des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires athéroscléreuses.
Hormone sexuelle	AMH	CE	Évaluation de la réserve ovarienne, prédiction de la réponse à la stimulation ovarienne, diagnostic auxiliaire du syndrome des ovaires polykystiques.


## Tests rapides (méthode de l'or colloïdal)

### Série de produits



Catégorie	Article	Certification	Applications cliniques
Cardiaque	H-FABP	CE, NMPA	Marqueur à haute sensibilité pour le diagnostic précoce des lésions myocardiques ; Diagnostic précoce de l'infarctus aigu du myocarde.
	NT-proBNP	CE, NMPA	Diagnostic et élimination de l'insuffisance cardiaque, identification des causes de dyspnée ; Stratification du risque des patients souffrant d'insuffisance cardiaque.
Inflammation	PCT	CE, NMPA	Identification d'une infection bactérienne avec une infection virale ; Évaluation de la gravité de l'infection ; Suivi de l'effet du traitement ; Guide de l'utilisation rationnelle des antibiotiques.
Arthrite rhumatoïde	Anti-CCP	CE, NMPA	Diagnostic différentiel et diagnostic précoce de la PR ; Évaluation du pronostic de la PR et jugement de l'efficacité thérapeutique.
Prédiction des naissances prématurées	HCG	CE, NMPA	Test de grossesse précoce ; Diagnostic de la grossesse extra-utérine ; Base de traitement de la menace d'avortement, diagnostic différentiel de l'avortement incomplet ; Diagnostic et suivi du traitement des tumeurs du trophoblaste.
	ffN	CE, NMPA	Prévision du début du travail ou l'accouchement prématuré.
Maladies infectieuses	2019-nCoV- Ag/Ab	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection par le 2019-nCoV.
	Virus de Variole simienne Ag/Ab	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection par le virus de la Variole simienne.
	Grippe A/B Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection par le virus de la grippe A/B.
	Grippe A (H1N1) Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection par le virus de la grippe A.
	Dengue NS1 Ag/Ab	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection par le virus de la dengue.
	Zika NS1 Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection par le virus Zika.
	Malaria Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection palustre.
	Strep A Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection à streptocoque A.
	Mycoplasma pneumoniae Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection à Mycoplasma Pneumoniae.
	H. Pylori Ab	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection à Helicobacter pylori.
	Salmonella Typhi/Paratyphi Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection à Salmonella Typhi/Paratyphi.
	Tuberculose Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection à la tuberculose.
	Vibrio Cholerae 01/0139 Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection à Vibrio Cholerae.
Rotavirus Ag	CE	Diagnostic spécifique précoce de l'infection à Rotavirus.	
Mort à l'arrivée		NMPA	Diagnostic spécifique précoce de l'infection à TP.
	Tétrahydrocannabinol	CE	Reflet précis des antécédents récents de consommation de marijuana.
	Dépistage multi-médicaments en une étape	CE	Dépistage rapide et précis de la toxicomanie, fournissant des preuves pour la thérapie.

### Procédure pratique



#### Incubation



Négatif



Invalide

\* : Veuillez vous référer au mode d'emploi pour les étapes opératoires détaillées.